

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Salud

Apéndice B Guía para Laboratorios sobre la Colección, Coordinación, Empaque y Envío de Muestras Relacionadas a Enfermedad Coronavirus 2019



GUÍA PARA LABORATORIOS SOBRE LA COLECCIÓN, COORDINACIÓN, EMPAQUE Y ENVÍO DE MUESTRAS RELACIONADAS A ENFERMEDAD CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)

Marzo 2020

Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública Laboratorio de Emergencias Biológicas y Químicas **Departamento de Salud de Puerto Rico**

Tabla de Contenido	Página
I. Propósito.	3
II. Aplicabilidad	3
III. Referencias.	3
IV. Responsabilidades	3
V. Información General	. 4
VI Procedimiento	. 5

I. Propósito

A. Establecer una Guía del Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR) para la notificación, coordinación, colección, empaque y envío de muestras de casos sospechosos relacionados a COVID-19.

II. Aplicabilidad

A. Esta Guía aplica a todo personal de una institución hospitalaria con un paciente con sospecha de tener enfermedad respiratoria COVID-19.

III. Referencias

- A. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health. Fifth Edition, 2007. U. S. Government Printing Office, Washington: 2007.
- B. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID-19/summary.html.
- C. Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens from Patients Under Investigation (PUIs) for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID-19/lab/guidelines-clinical-specimens.html.
- D. Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens Associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) https://www.cdc.gov/coronavirus/COVID-19/lab/lab-biosafety-guidelines.html.
- E. Update and Interim Guidance on Outbreak of 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) in Wuhan, China https://emergency.cdc.gov/han/han00426.asp.

IV. Responsabilidades

- A. Coordinadora de Emergencias Biológicas: responsable de proveer las recomendaciones para la colección, coordinación, empaque y envío de las muestras relacionadas a casos sospechosos de COVID-19.
- B. Coordinador de Emergencias Químicas: Coordinador alterno responsable de proveer las recomendaciones para la colección, coordinación, empaque y envío de las muestras relacionadas a casos sospechosos de COVID-19.

C. Laboratorios de Instituciones Hospitalarias: Establecer comunicación con el Personal del Laboratorio de Emergencias Biológicas y Químicas (LEBQ) para el envío de muestras.

V. Información general

A. Abreviaciones

- 1.0 BAL Lavado Bronqueoalveolar (BAL, por sus siglas en inglés)
- 2.0 BMBL Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos y Biomédicos (BMBL, por sus siglas en inglés)
- 3.0 BSC Gabinete de Seguridad Biológica (BSC, por sus siglas en ingles)
- 4.0 BSL Nivel de bioseguridad (BSL, por sus siglas en inglés)
- 5.0 CDC Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus en inglés)
- 6.0 COVID-19 Enfermedad Coronavirus 2019 (COVID, por sus siglas en inglés)
- 7.0 DOT Departamento de Transportación (DOT, por sus siglas en inglés)
- 8.0 DSPR Departamento de Salud de Puerto Rico
- 9.0 EPA Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)
- 10.0 EPP- Equipo de Protección Personal
- 11.0 IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés)
- 12.0 LEBO Laboratorio de Emergencias Biológicas y Químicas
- 13.0 RCF Fuerza Centrífuga Relativa (RCF, por sus siglas en inglés)
- B. Precauciones de Seguridad estas medidas van dirigidas a minimizar el riesgo de exposición del personal del laboratorio. Además de las Prácticas Microbiólogas Estándar y los protocolos de seguridad y salud ocupacional de la institución, se recomiendan las siguientes medidas de seguridad:
 - 1.0 Las actividades que involucran la manipulación de especímenes potencialmente infectados se deben realizar en una facilidad con nivel de bioseguridad 2 (BSL-2).

- 2.0 Cualquier procedimiento con el potencial de generar aerosoles o gotas, se debe realizar en un Gabinete de Seguridad Biológica (BSC) Clase II certificado.
- 3.0 Se deben utilizar dispositivos de contención física apropiados para la centrifugación (por ejemplo: cubetas de seguridad y rotores sellados).
- 4.0 Se deben cargar y descargar las cubetas de seguridad y los rotores en un BSC Clase II certificado.
- 5.0 Para cualquier procedimiento fuera de un BSC Clase II certificado, además de las Prácticas Microbiólogas Estándar, se debe utilizar protección para los ojos y cara (por ejemplo: gafas, mascarilla, careta) u otras barreras físicas (por ejemplo: protección contra salpicaduras).
- 6.0 Después de manipular las muestras, se deben descontaminar las superficies de trabajo y los equipos utilizando desinfectantes adecuados.
- 7.0 Solamente utilice desinfectantes registrados por la EPA identificados en la etiqueta como efectivos contra otros patógenos respiratorios, como la influenza estacional y otros coronavirus humanos.
- 8.0 Al utilizar los desinfectantes, siga las recomendaciones del manufacturero en términos de concentración (dilución), tiempo de contacto y las medidas de cuidado en el manejo.
- 9.0 Para disponer los desechos biológicos, siga los procedimientos estándar de la institución asociados con la disposición de otros patógenos respiratorios, como la influenza y otros coronavirus humanos.
- 10.0 Los laboratorios clínicos que realizan pruebas de rutina (hematología, orina, química, microbiología, inmunología, virología, etc.) en pacientes con COVID-19 o sospecha de COVID-19 deben seguir las Prácticas Microbiólogas Estándar al realizar dichos análisis.
- 11.0 Cada institución debe realizar un análisis de riesgo específico para su lugar de trabajo y determinar si precauciones adicionales de bioseguridad deben ser implementadas.
- 12.0 Para obtener información adicional sobre seguridad, puede consultar la edición más reciente de Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos y Biomédicos (BMBL).
- 13.0 **NO** se recomienda que los laboratorios de las instituciones hospitalarias aíslen el virus, ni lleven a cabo análisis diagnósticos del virus por razones de Bioseguridad.

VI. Procedimiento

- A. Notificación y Coordinación:
 - 1.0 De tener algún caso sospechoso con enfermedad respiratoria asociada al COVID-19, el personal de la institución hospitalaria debe reportar el caso al Programa de Epidemiología del DSPR (787-765-2929, ext. 3351/3352).
 - 2.0 El Programa de Epidemiología evaluará el caso sospechoso y de cumplir con los requisitos epidemiológicos establecidos, le asignará un número de caso.
 - 3.0 El personal de la institución hospitalaria completará los siguientes documentos:
 - 3.1 Formulario de envío de muestras 50.34: *CDC Specimen Submission Form 50.34* (Anejo A).
 - 3.2 Formulario provisional para paciente bajo investigación (PUI) con COVID-19: *Interim 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) patient under investigation form* (Anejo B).
 - 4.0 El Personal del Laboratorio de la institución hospitalaria debe contactar a la Coordinadora de Emergencias Biológicas previo a la toma de las muestras. La Coordinadora proveerá apoyo en el proceso de colección, manejo y envió de las muestras (Tabla 1).

Tabla 1. Informaci	ón contacto del personal del LEBQ.	
Nombre	Bárbara E. González Vázquez	Johnathan J. Rodríguez Flores
Posición	Coordinadora de Emergencias	Coordinador de Emergencias
	Biológicas	Químicas
Función	Provee apoyo en la colección,	Coordinador alterno
	manejo y empaque de las muestras	
Teléfono	787-765-2929 ext. 4386	787-765-2929 ext. 4372
Teléfono móvil	787-692-0127	787-692-2961
Correo electrónico	barbara.gonzalez@salud.pr.gov	johnathan.rodriguez@salud.pr.gov

- 5.0 La Coordinadora de Emergencias Biológicas (o su alterno) se comunicará con CDC para instrucciones específicas relacionadas a la toma de muestras y la coordinación del envío.
- 6.0 En el LEBQ, NO se recibirán muestras que no hayan sido coordinadas mediante los canales de comunicación descritos en esta Guía.

B. Toma de muestra:

- 1.0 El personal de la institución hospitalaria coordinara la toma de muestras con el LEBQ, luego de la coordinación con el Programa de Epidemiología.
- 2.0 Las muestras serán tomadas por el personal de la institución hospitalaria.
- 3.0 Las muestras deben incluir la siguiente información: número de identificación del paciente, número de identificación de la muestra (número de identificación de Epidemiología), el tipo de muestra, iniciales de quién toma la muestra y la fecha en que fue colectada.
- 4.0 CDC recomienda la toma de **dos tipos** de muestras (muestra del tracto respiratorio inferior y muestra de tracto respiratorio superior) para aumentar la probabilidad de detectar el virus (Tabla 2).

Tabla 2. Tipo	os de muestras	
Tipo de muestra	Muestra	Instrucciones
Tracto respiratorio inferior	Lavado Bronqueoalveolar (BAL)	Colectar 2-3 mL de BAL y colocar en un recipiente estéril con tapón de rosca. Refrigere la muestra de 2 – 8 °C.
	• Esputo*	Solicite al paciente que enjuague su boca con agua y luego expectore y coloque el esputo en un recipiente estéril con tapón de rosca. Refrigere la muestra de 2 – 8 °C.
Tracto respiratorio superior	 Hisopo Nasofaríngeo* Hisopo Orofaríngeo* 	 Hisopo Nasofaríngeo – para tomar la muestra, inserte un hisopo en la fosa nasal paralela al paladar. Hisopo Orofaríngeo – para tomar la muestra, frote la faringe posterior con un hisopo, sin tocar la garganta. Introducir cada muestra en su respectivo envase estéril con 2-3 mL de medio de transporte para virus. Refrigere la muestra de 2 – 8 °C.
		 Notas: Se deben tomar <u>ambas muestras</u>, pero manteniendo las mismas en recipientes separados. Utilice hisopos de fibra sintética con extremo de plástico. NO se debe utilizar hisopos de alginato de calcio o con extremo de madera, ya que puede inhibir la reacción de PCR o inactivar algunos virus.

	•	Lavado / aspirado	Colecte 2-3 mL de Lavado / aspirado nasofaríngeo o
		nasofaríngeo o	aspirado nasal y colocar en un recipiente estéril con
		aspirado nasal	tapón de rosca. Refrigere la muestra de 2 – 8 °C.
*Muestros reco	****	andodae nor CDC	

*Muestras recomendadas por CDC.

C. Almacenamiento:

- 1.0 NO se recomienda el almacenamiento de las muestras en las instituciones hospitalarias.
- 2.0 De ser necesario, los especímenes pueden ser almacenados de 2 8 °C hasta 72 horas luego de la colección.
- 3.0 En caso de almacenamiento prolongado, por más de 72 horas, se deben colocar las muestras a una temperatura de \leq -70 °C.

D. Empaque:

- 1.0 El material biológico debe ser empacado de acuerdo con el concepto de triple empaque, siguiendo las regulaciones del Departamento de Transportación (DOT).
- 2.0 El empaque debe consistir de tres componentes: receptáculo primario, empaque secundario y empaque externo.
 - 2.1 El receptáculo primario debe ser a prueba de derrames (e.g., envase con tapa de rosca conteniendo la muestra de esputo), debidamente identificado, con símbolo *Biohazard* y sellado con parafina.
 - 2.1.1 Envuelva el receptáculo primario con papel absorbente.
 - 2.1.2 Fije el papel absorbente al receptáculo primario utilizando una liguilla de goma o cinta adhesiva.
 - 2.1.3 Incluya suficiente material absorbente como para absorber todo el líquido presente en el receptáculo primario, según las especificaciones del manufacturero.
 - 2.2 El empaque secundario consistirá de doble bolsa sellable.
 - 2.2.1 Coloque el receptáculo primario, envuelto en papel absorbente, en la primera bolsa sellable. Incluya un solo receptáculo primario en la primera bolsa sellable.
 - 2.2.2 Coloque la primera bolsa sellable dentro de la segunda bolsa sellable.

- 2.2.3 En caso de tener varias bolsas sellables con receptáculos primarios, las mismas pueden ser colocadas juntas dentro de la segunda bolsa sellable.
- 2.3 El empaque externo debe ser un contenedor rígido aislante para proteger el contenido durante el transporte y mantener la temperatura adecuada.

E. Documentación:

- 1.0 Los siguientes formularios deben ser entregados junto con las muestras. Los mismos deben ser colocados entre la primera y segunda bolsa sellable (refiérase a la sección de "Empaque").
 - 1.1 Formulario de envío de muestras 50.34: (CDC Specimen Submission Form 50.34).
 - 1.1.1 Este documento debe ser completado para cada muestra sometida.
 - 1.1.2 En el cuadro superior izquierdo del formulario seleccione: *Respiratory virus molecular detection (non-influenza)* CDC-10401.
 - 1.1.3 En el área At CDC, bring to the attention of coloque Stephen LinDSPRtrom: 2019-nCoV PUI.
 - 1.2 Formulario provisional para paciente bajo investigación (PUI) con COVID-19: *Interim 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) patient under investigation form.*

F. Envió y transporte:

- 1.0 El trasporte de las muestras será coordinado por la Coordinadora de Emergencias Biológicas (o su alterno).
- 2.0 El transporte será exclusivo para las muestras asociadas al COVID-19.
- 3.0 Las muestras deben ser transportadas en el empaque externo a 2-8 °C en un contenedor aislante con *Ice Packs*.
- 4.0 Las muestras serán enviadas a CDC solamente por el personal del LEBQ, siguiendo las instrucciones de IATA de una Sustancia Infecciosa Categoría B.
- G. Información para la entrega de muestras:

- 1.0 El lugar, el día y la hora de entrega de la muestra serán informados por la Coordinadora de Emergencias Biológicas durante la coordinación.
- H. Criterios de rechazo las muestras que no cumplan con los criterios que se menciona a continuación, serán rechazadas.
 - 1.0 Muestra que no hayan sido previamente coordinadas con la Coordinadora de Emergencias Biológicas (o su alterno).
 - 2.0 Muestra que no cumplen con los criterios de temperatura establecidos en la sección de "Envió y transporte".
 - 3.0 Muestra con volumen insuficiente.
 - 4.0 La muestra enviada es diferente a lo notificado durante la coordinación.
 - 5.0 La información en la muestra y la documentación no concuerdan.
 - 6.0 Documentación incompleta.

Anejo A


CDC Specimen Submission Form 50.34

HUMAN

CDC SPECIMEN SUBMISSION FORM: SPECIMENS OF HUMAN ORIGIN

LABORATORY EXAMINATION REQUESTED Additional form(s)/Info required		YORK CITY DEPARTMENT OF HEALTH & MENTAL HYGIENE /
Test order name: Respiratory Virus Molecular Detection (Non-Influenza)	Name: (Laboratory Direct	
Test order code: CDC-10401		
Suspected Agent:	Institution name:	First MI Suffix Degree
Date sent to CDC:		
At CDC, bring to the attention of:	Street address:	
	. ,	M1
PATIENT INFORMATION	F	m ²
Patient Name:	þ	ly ZIP Pestal Code
Last First MI Suffix		ate Country
Birth date: Case ID:	Fax:	puntry Code Area Code Local Number (e.g. 6390000) Institutional e-mail
MMDDYYYY Arallata	Point of Contact: (Pen	son to be contacted if there is a question regarding this order)
Sex: Age: Age Units:	Prefix Last	First MI Suffix Degree
Clinical Diagnosis:	Phone:	ountry Code Area Code Local Number (e.g. 6390000) POC e-mail
Date of onset: Pregnancy Status:	Patient ID:	Alternative Patient ID:
Fatal: Date of Death:	Specimen ID:	Alternative Specimen ID:
SPECIMEN INFORMATION	ORIGINAL SUBMIT	TER (Organization that originally submitted specimen for testing)
Specimen collected date: Time:	Name: (Laboratory Direct	tor or designee)
Material Submitted:	Prefix Last	First MI Suffix Degree
Specimen source (type):	Institution name:	
Specimen source modifier:		
Specimen source site:	Street address:	
Specimen source site modifier:		ine t
Collection method:	Į.	ne 2
Treatment of specimen:	Ĺ	ity ZIP Postal Code
Transport medium/Specimen		tate Country
preservative:	Fax:	
Specimen handling:	Point of Contact: (Pe	country Code Area Code Local Number (e.g. 6390000) Institutional e-mail rison to be contacted if there is a question regarding this order)
CDC USE ONLY	Prefix Last	First MI Suffix Degree
Package ID#: CDC Specimen	Phone:	
Delivered to Unit #: Identification label Opened By:	Patient ID:	Country Code Area Code Local Number (e.g. 6390000) POC e-mail Alternative Patient ID:
Unit Specimen ID#:	Specimen ID:	Alternative Specimen ID:
Date received at CDC:		
Date received at STAT:/		JBMITTER (Complete if specimen is submitted to SPHL through an intermediate agency)
Date received in testing lab:	Name: (Laboratory Direct	ctor or designee)
Condition STAT Laboratory Testing Laboratory	Prefix Last	First MI Suffix Degree
Outer Package	Institution name:	
Outer Package Specimen Container		
Specimen	Street address:	
		ine 1
		lne 2
		ZIP Postal Code
		State Country
T MINIMADOTALO YALOO NALOO NI JACABUU SUURINI SUURINI KANTANI DALAA KANTANI DII MATAMADII MATAMADII MATAMA INI		Country Code Area Code Local Number (e.g. 6360000) Institutional e-mail
]	Point of Contact: (Pe	erson to be contacted if there is a question regarding this order)
	Prefix Last	First MI Suffix Degree
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Phone:	Country Code Area Code Local Number (e.g. 6390000) POC e-mail
	Patient ID:	Alternative Patient ID:
	Specimen ID:	Alternative Specimen ID:

CDC SPECIN	MEN SUBMISSION F	ORM: SPECIMEN	IS OF HUMAN ORI	GIN	
Patient Name:		AND/OR Original Patie	nt ID:	AND/OR SPHL Specime	en ID:
Last First					
PATIENT HISTORY	J				
BRIEF CLINICAL SUMMARY (Include signs, symptoms, and unde	rlying illnesses if known)				
STATE OF ILLNESS TYPE OF INFECTION		THERAPEUTIC AG	GENT(S) DURING ILLNE	SS	
Symptomatic Upper respiratory	Sepsis	200	<u> </u>	Start Date	e End Date
Asymptomatic Lower respiratory	Central nervous system	Agent		Start Date	
Acute Cardiovascular	Skin/soft tissue	1.			
Gastrointestinal Genital	Ocular Joint/bone	2.			
Convalescent Urinary tract	Disseminated	3.			
Recovered Other, specify	-			MM/DD/YYYY	MM/DDYYYY
EPIDEMIOLOGICAL DATA					
EXTENT T	RAVEL HISTORY Tra	vel:	Date	es of Travel:	to
Isolated Case	Travel: Foreign (Countrie	(2)	Travel: United States (MM/DD/YYYY	MM/DD/YYYY
Carrier	Traver. Foreign (Countrie		Traver. Officed States (States)	
Contact					
Outbreak					
Family					
Community	Foreign Residence (Cou	untry)	United States Residen	ce (State)	
Healthcare-associated					
Epidemic	Note: Additional states or cou	untries of residence or travel	should be entered in the Brie	f Clinical Summary field.	
EXPOSURE HISTORY Exposur	e:	RELEVANT IMMUNIZ	ZATION HISTORY		
Date of Exposur	e:	Immunization(s)	6		Date Received
	MM/DD/YYYY	1.			
Animal Type of Exposure:					
Common name:		2.			
Scientific name:		3.			
Arthropod Type of Exposure:		4.			
Common name:		-			MM/DD/YYYY
Scientific name:					
PREVIOUS LABORATORY RESULTS (Or attach copy of test resu	ults or worksheet)	COMMENTS			



The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), an agency of the Department of Health and Human Services, is authorized to collect this information, including the Social Security number (if applicable), under provisions of the Public Health Service Act, Section 301 (42 U.S.C. 241). Supplying the information is voluntary and there is no penalty for not providing it. The data will be used to increase understanding of disease patterns, develop prevention and control programs, and communicate new knowledge to the health community. Data will become part of CDC Privacy Act system 09-20-0106, "Specimen Handling for Testing and Related Data" and may be disclosed: to appropriate State or local public health significance; to private contractors assisting CDC in analyzing and refining records; to researchers under certain limited circumstances to conduct further investigations; to organizations to carry out audits and reviews on behalf of HHS; to the Department of Justice in the event of litigation, and to a congressional office assisting individuals in obtaining their records. An accounting of the disclosures that have been made by CDC will be made available to the subject individual upon request. Except for permissible disclosures expressly authorized by the Privacy Act, no other disclosure may be made without the subject individual's written

Delease refer to the CDC Infectious Diseases Laboratories Test Directory for information on specimen requirements. CDC must maintain and document specific acceptance criteria to perform laboratory tests on samples obtained from humans pursuant to the Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (CLIA) and accompanying regulations. 42 U.S.C. § 263a; 42 C.F.R. § 493.1241.

Samples transferred to the CDC for testing or any other purpose will become the legal property of the agency unless otherwise agreed upon in writing. Samples will not be returned to the submitting entity.

CDC USE ONLY
Barcode 2

		-	
An	G11	\wedge \vdash	Į
TMI	vi	$\sigma_{\mathbf{L}}$	ì

Interim 2019 novel coronavirus (COVID-19) patient under investigation form

CDC nCoV ID	

Form Approved: OMB: 0920-1011 Exp. 4/23/2020

Interim 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) patient under investigation (PUI) form

Immediately call and securely send completed form to your local/state health department. Local/state health departments should securely send forms to CDC: email (eocevent185@cdc.gov, subject line: nCoV PUI Form) or fax (770-488-7107). If you have questions, contact the CDC Emergency Operations Center (EOC) at 770-488-7100. Today's date ______ State patient ID _____ NNDSS local record ID/Case ID¹ _____ State __ County _____ Patient first name _____ Patient last name _____ Patient date of birth _____ Interviewer's name Pager or Email____ Phone Physician's name ____ PUI Sex ☐ M ☐ F Age ☐ yr ☐ mo Residency ☐ US resident ☐ Non-US resident, country______ Criteria Date of symptom onset Does the patient have the following signs and symptoms (check all that apply)? ☐ Fever² ☐ Cough ☐ Sore throat ☐ Shortness of breath Does the patient have these additional signs and symptoms (check all that apply)? ☐ Chills ☐ Headache ☐ Muscle aches ☐ Vomiting ☐ Abdominal pain ☐ Diarrhea ☐ Other, Specify _____ In the 14 days before symptom onset, did the patient: Spend time in China? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Does the patient live in China? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Date traveled to China_____ Date traveled from China_____ Date arrived in US__ Spend time in Wuhan City, China? □Y □N □ Unknown Does the patient live in Wuhan City? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Spend time in Hubei Province (not Wuhan City)? □Y □N □Unknown Does the patient live in Hubei Province (not Wuhan City)? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Spend time outside of the U.S. (not China)? ☐ Unknown \square Y \square N Name of country Does the patient live in this country? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Date traveled to country (not China)

Date traveled from country (not China) Date arrived in US from country (not China)_ Have close contact³ with a person who is under investigation for 2019-nCoV? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Have close contact³ with a laboratory-confirmed 2019-nCoV case? □Y □N □ Unknown Was the case ill at the time of contact? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Is the case a U.S. case? □Y □N □ Unknown Is the case an international case? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown In which country was the case diagnosed with 2019 n-CoV? Additional Patient Information Is the patient a health care worker? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Have history of being in a healthcare facility (as a patient, worker, or visitor) in China? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Care for a nCoV patient? ☐ Y ☐ N ☐ Unknown Is patient a member of a cluster of patients with severe acute respiratory illness (e.g., fever and pneumonia requiring hospitalization) of ☐Y ☐N ☐Unknown unknown etiology in which nCoV is being evaluated? Diagnosis (select all that apply): Pneumonia (clinical or radiologic) \square Y \square N Acute respiratory distress syndrome \square Y \square N Comorbid conditions (check all that apply): ☐ None ☐ Unknown ☐ Pregnancy ☐ Diabetes ☐ Cardiac disease ☐ Hypertension ☐ Chronic pulmonary disease ☐ Chronic kidney disease ☐ Chronic liver disease ☐ Immunocompromised ☐ Other, specify Is/was the patient: Hospitalized?

Y, admit date

N Admitted to ICU?

Y Intubated? \square Y \square N On ECMO? \square Y \square N Patient died? \square Y \square N

Does the patient have another diagnosis/etiology for their respiratory illness? ☐ Y, Specify ☐ N ☐ Unknown

	CDC nCoV ID
Form Approved: OMB: 0920-1011 Exp. 4/23/2020	

D	acn	iratory	diagn	actio	racui	l+c
к	esp	iratorv	uiaen	OSLIC	resu	LS

Test	Pos	Neg	Pending	Not done
Influenza rapid Ag □ A □ B				
Influenza PCR □ A □ B				
RSV				
H. metapneumovirus				
Parainfluenza (1-4)				
Adenovirus				
Rhinovirus/enterovirus	П			

Test	Pos	Neg	Pending	Not done
Coronavirus (OC43, 229E, HKU1, NL63)				
M. pneumoniae				
C. pneumoniae				
Other, Specify				

Specimens for 2019-nCoV testing

Specimen type	Specimen ID	Date collected	Sent to CDC?
NP swab			
OP swab			
Sputum			
BAL fluid			
Tracheal aspirate			

Specimen type	Specimen ID	Date collected	Sent to CDC?
Stool			
Urine			
Serum			
Other, specify	_		
Other, specify	-		

¹ For NNDSS reporters, use GenV2 or NETSS patient identifier.

² Fever may not be present in same patients, such as those who are very young, elderly, immunosuppressed, or taking certain medications. Clinical judgement should be used to guide testing of patients in such situations

Close contact is defined as: a) being within approximately 6 feet (2 meters) or within the room or care area for a prolonged period of time (e.g., healthcare personnel, household members) while not wearing recommended personal protective equipment (i.e., gowns, gloves, respirator, eye protection); or b) having direct contact with infectious secretions (e.g., being coughed on) while not wearing recommended personal protective equipment. Data to inform the definition of close contact are limited. At this time, brief interactions, such as walking by a person, are considered low risk and do not constitute close contact.